


Rabbit Anti-Human Cd370/Clec9A 단일클론항체 (유세포 분석용) - Q6Uxn8

품목 번호: CM0011780



소개

로 접합된 인간 CD370/CLEC9A (DNGR-1)에 대한 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석에 검증되었습니다. 사멸 세포 관련 항원에 대한 수지상 세포 수용체를 인식합니다. 면역표현형 분석 및 생물학적 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD370/CLEC9A mAb
비고/별칭	CD370; DNGRI; DNGR-1; UNQ9341
종	인간
GeneID (Human)	283420
GeneID	283420
면역원	재조합 단백질 인간 CD370/CLEC9A (NP_997228.1)의 아미노산 110-241에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q6UXN8
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백