


유세포 분석용 토끼 항-인간 Cd370/Clec9A 단일클론 항체 - Q6Uxn8

품목 번호: CM0006042



소개

인간 CD370/CLEC9A(Q6UXN8)를 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 검증되었으며, BDCA3+ 수지상 세포의 식별 및 사멸 세포 항원 교차 제시 연구에 활용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD370/CLEC9A mAb
비고/별칭	CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341
종	인간
유전자 ID	283420
면역원	재조합 단백질 인간 CD370/CLEC9A의 아미노산 110-241 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_997228.1).
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q6UXN8
단백질 중량	27kDa
배송	아이스팩