


Rabbit Anti-Human Cd38 Mab - P28907

품목 번호: CM0009353



소개

유세포 분석용 Rabbit anti-Human CD38 단일클론 항체. 칼슘 신호 전달 및 세포 부착에 관여하는 CD38 (ADP-ribosyl cyclase 1)을 타겟으로 합니다. 인간(Human) 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD38 mAb
비고/별칭	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; CD38 molecule
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (Human)	952
유전자 ID	952
면역원(Immunogen)	인간 CD38 (P28907)의 아미노산 43-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P28907
단백질 분자량	13kDa/34kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)