


유세포 분석용 접합 토끼 유래 인간 Cd38 단일클론항체 - P28907

품목 번호: CM0005572



소개

유세포 분석용 인간 CD38을 표적으로 하는 접합 토끼 유래 단일클론항체입니다. CD38은 효소 및 수용체 기능을 가진 다기능성 막관통 당단백질로, 칼슘 신호 전달 및 림프구 활성화에 관여합니다. 면역세포 표현형 분석 및 면역세포, 당뇨병, 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD38 mAb
비고/별칭	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; CD38 분자
종	인간
GeneID (인간)	952
GeneID	952
면역원	재조합 단백질 인간 CD38 (P28907)의 아미노산 43-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
분류	단일클론항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P28907
단백질 분자량	13kDa/34kDa
배송	아이스백