

토끼 항-인간 Cd39/Entpd1 단일클론항체 (Fc용) - P49961

품목 번호: CM0008818

소개

유세포 분석(Flow cytometry)을 위한 인간 CD39/ENTPD1 표적 접합 토끼 단일클론항체입니다. 인간 CD39에 특이적이며 FC 응용 분야에 검증되었습니다. 엑토뉴클레오티다아제(ectonucleotidase) 활성 및 림프구 활성화에 관한 면역학적 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD39/ENTPD1 단일클론항체
비고/별칭	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
종	인간
유전자 ID (인간)	953
유전자 ID	953
면역원	제조항 단백질 인간 CD39/ENTPD1의 아미노산 255-442에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질 (NP_001767.3).
출처	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P49961
단백질 중량	58kDa
배송	아이스팩