

토끼 항인간 Cd39/Entpd1 단일클론항체, Fc 용도 - P49961

품목 번호: CM0004899

소개

유세포분석용으로 인간 CD39/ENTPD1을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론항체입니다. 외뉴클레오티다아제 및 면역 활성화 연구에서 인간 시료로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD39/ENTPD1 단일클론항체
비고/별칭	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
반응 종	인간
유전자ID	953 (인간)
면역원	인간 CD39/ENTPD1 (NP_001767.3)의 아미노산 255-442에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합단백질
생산 기원	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P49961
단백질 분자량	58kDa
배송 방식	아이스팩