

유래 토끼 항인간 Cd4 단클론 항체 (Fc용) - P01730

품목 번호: CM0005153



소개

로 표지된 유래 토끼 유래 인간 CD4 단클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 사용됩니다. T세포 표면 당단백질 CD4(T4/Leu-3)를 표적으로 하며 인간 반응성이 검증되었습니다. 오직 연구 용도로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	유래 토끼 항인간 CD4 단클론 항체
비고/별칭	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
반응 종	인간
유전자ID (인간)	920
유전자ID	920
면역원	재조합 단백질 인간 CD4(NP_000607.1)의 아미노산 26-207번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P01730
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스 팩