


토끼 항-인간 Cd40 단일클론 항체 - P25942

품목 번호: CM0008514



소개

유세포 분석(FC)용 토끼 항-인간 CD40 단일클론 항체입니다. 주요 면역 수용체인 인간 CD40(p50, Bp50, CDW40, TNFRSF5)을 검출합니다. 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD40 단일클론 항체
비고/별칭	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
종	인간
GeneID(인간)	958
GeneID	958
면역원	인간 CD40(P25942)의 아미노산 21-193에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
항체 생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P25942
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩