


Rabbit Anti-Human Cd40 Monoclonal Antibody For Fc - P25942

품목 번호: CM0011134



소개

접합 토끼 단일클론 항체로 인간 CD40를 타겟으로 하며, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 인간 교차 반응성을 가진 B 세포 표면 항원 CD40 (Bp50, CDw40, TNFRSF5)을 타겟으로 합니다. 면역학 연구에서 직접 검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD40 mAb
비고/별칭	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	958
유전자 ID	958
면역원(Immunogen)	인간 CD40 (NP_001241.1)의 아미노산 21-193에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	Human
SWISS	P25942
단백질 분자량	31kDa
운송(Shipping)	아이스 팩