


유세포 측정용 토끼 항인간 Cd40 단클론 항체 - P25942

품목 번호: CM0010401



소개

이 접합 토끼 단클론 항체는 인간 CD40을 표적으로 하며 유세포 측정에서 검증되었습니다. B세포 및 암 연구, 면역 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 CD40 단클론 항체
비고/별칭	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
반응 종	인간
유전자ID (인간)	958
유전자ID	958
면역원	재조합 단백질 인간 CD40 (NP_001241.1)의 아미노산 21-193번 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P25942
단백질 분자량	31kDa
배송 방식	아이스 팩