

Rabbit Anti-Human Cd40 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P25942

품목 번호: CM0012093



소개

유세포 분석(Flow Cytometry)용으로 검증된, 인간 CD40 (TNFRSF5)를 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. B세포 및 대식세포 활성화, 면역 반응, CD40-CD40L 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD40 mAb
비고/별칭	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	958
GeneID	958
면역원(Immunogen)	인간 CD40 (P25942)의 아미노산 21-193에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P25942
단백질 분자량	31kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)