


유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Cd42B 단일클론항체 - P07359

품목 번호: CM0011433



소개

유세포 분석(FC)용 로 접합된 토끼 유래 인간 CD42b 단일클론항체. 혈소판 당단백질 Ib 알파 사슬(GPIbA, CD42b, P07359)을 표적. 지혈, 혈전증 및 혈소판 생물학 연구에 적합. 고품질 IVD 원료.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD42b mAb
비고/별칭	BSS; GPIB; VWDP; CD42B; GPIbA; BDPLT1; BDPLT3; DBPLT3; GPIbalpha; CD42b-alpha
종	인간
GeneID (인간)	2811
GeneID	2811
면역원	인간 CD42b (NP_000164.5)의 아미노산 15-531 서열에 해당하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P07359
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백