

유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Cd45Ra 단일클론항체 () - P08575-8

품목 번호: CM0012168

소개

유세포 분석용, 138kDa 인간 CD45RA (아이소형 6)에 대한 접합 토끼 단일클론항체. 인간 백혈구 아형 식별 및 면역표현형 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD45RA mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간
GeneID (인간)	5788
GeneID	5788
면역원	재조합 단백질 (인간 CD45RA, P08575-8의 아미노산 26-482에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P08575-8
단백질 분자량	138kDa
배송	아이스백