

유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Cd45Ra 단일클론 항체 - P08575-8

품목 번호: CM0012206

소개

유세포 분석용 이 접합된 토끼 유래 인간 CD45RA 단일클론 항체. 인간 백혈구에서 138 kDa CD45 아이소형 6 (L-CA, T200)을 검출합니다. 면역표현형 분석 및 면역세포 분석을 위한 신뢰할 수 있는 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD45RA mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간
GeneID (인간)	5788
GeneID	5788
면역원	인간 CD45RA (P08575-8)의 아미노산 26-482 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P08575-8
단백질 분자량	138kDa
배송	아이스백