

Fc용 토끼 항-인간 Cd45Rb 단일클론 항체 - P08575-9

품목 번호: CM0009555

소개

유세포 분석(Flow cytometry) 검증을 완료한 인간 CD45RB(PTPRC의 isoform 7) 표적 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 백혈구 공통 항원 연구 및 면역 세포 프로파일링에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	토끼 항-인간 CD45RB mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간
유전자 ID (인간)	5788
유전자 ID	5788
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P08575-9
배송	아이스팩