

유세포측정법용 토끼 항인간 Cd45Rb 단클론 항체 (Pe) - P08575-9

품목 번호: CM0010888

소개

인간 CD45RB(PTPRC 아이소폼 7, SWISS: P08575-9)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포측정법에 사용됩니다. 재조합 면역원(아미노산 26-463번)이며 인간과 교차 반응합니다. 분자량은 약 136 kDa입니다. 백혈구 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD45RB 단클론 항체
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간
유전자ID	5788
면역원	인간 CD45RB(XP_006711537.1)의 아미노산 26-463번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정법)
교차 반응성	인간
SWISS	P08575-9
단백질 분자량	136kDa
배송 방법	아이스 팩