


Rabbit Anti-Human Cd46 Mab For Flow Cytometry - P15529

품목 번호: CM0009422



소개

접합 토끼 단일클론 항체는 인간 CD46 (MCP)를 표적으로 합니다. 유세포 분석에서 검증되었으며, 이 항체는 중요한 보체 조절 인자 및 병원체 수용체인 인간 CD46을 인식합니다. 면역학 및 전염병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD46 mAb
비고/별칭	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
종(Species)	Human
GeneID (human)	4179
GeneID	4179
면역원(Immunogen)	인간 CD46 (NP_002380.3)의 아미노산 35-328에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	P15529
단백질 분자량	37-44kDa
배송(Shipping)	Ice bag