

Rabbit Anti-Human Cd46 단클론항체 (Fc용) - P15529

품목 번호: CM0011838



소개

인간 CD46 (MCP)을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론항체. 유세포 분석용으로 검증됨; 37-44 kDa 막 단백질을 인식합니다. 보체 연구, 바이러스 침입 연구 및 면역 조절 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD46 mAb
비고/별칭	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
종	인간
유전자 ID (인간)	4179
유전자 ID	4179
면역원	인간 CD46 (NP_002380.3)의 아미노산 35-328에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P15529
단백질 무게	37-44kDa
배송	아이스백