

토끼 항-인간 Cd46 단일클론 항체 (유세포 분석용) - P15529

품목 번호: CM0011716



소개

인간 CD46(MCP)을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(FC)용으로 검증되었으며, 보체 조절, T세포 공동 자극 및 병원체-숙주 상호작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD46 mAb
비고/별칭	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
종	인간
유전자 ID (인간)	4179
유전자 ID	4179
면역원	인간 CD46의 35-328 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_002380.3)
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P15529
단백질 무게	37-44kDa
배송	아이스팩