


접합 토끼 유래 인간 Cd47 단일클론 항체 (유세포 분석용) - Q08722

품목 번호: CM0011656



소개

이 접합된, 인간 CD47을 표적으로 하는 토끼 유래 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증됨. 면역학 및 IVD 분석법 개발을 지원하며, 인간과 교차 반응함. CamelBio의 원료 포트폴리오 제품. (SWISS: Q08722)

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 유래 인간 CD47 단일클론 항체
비고/별칭	CD47; IAP; MER6; OA3; CD47 분자
종	인간
GeneID	961
면역원	인간 CD47의 아미노산 19-139에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001768.1)
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석
교차 반응성	인간
SWISS	Q08722
단백질 분자량	31kDa/33kDa/35kDa
배송	아이스백