

유래토끼 항인간 CD47 단클론 항체 (Fc용) - Q08722

품목 번호: CM0004261



소개

유세포 분석용 인간 CD47(IAP/OA3)을 표적으로 하는 접합 유래토끼 단클론 항체입니다. 세포 접착, 면역 조절 및 신호 전달에 관여하며 연구 및 진단 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	유래토끼 항인간 CD47 mAb
비고/별칭	CD47; IAP; MER6; OA3; CD47 분자
종	인간
유전자 ID	961
면역원	인간 CD47(NP_001768.1)의 아미노산 19-139에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	유래토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q08722
단백질 분자량	31kDa/33kDa/35kDa
배송 방식	아이스 팩