

유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Cd47 단일클론항체 - Q08722

품목 번호: CM0008498



소개

유세포 분석용 로 접합된 토끼 유래 인간 CD47 단일클론항체. 인간 CD47 (SWISS: Q08722)에 특이적. CD47의 면역 조절, 암 생물학, 심혈관 기능에서의 역할 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD47 mAb
비고/별칭	CD47; IAP; MER6; OA3; CD47 분자
종	인간
GeneID (인간)	961
GeneID	961
면역원	인간 CD47 (NP_001768.1)의 아미노산 19-139에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q08722
단백질 분자량	31kDa/33kDa/35kDa
배송	아이스백