

Fc용 토끼 항-인간 CD48 Mab - P09326

품목 번호: CM0010408



소개

이 접합된 고품질 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD48을 표적으로 합니다. 유세포 분석(FC) 응용 분야에 대해 검증되었습니다. CD48은 T세포 및 NK세포 활성화에 관여하는 GPI 고정 면역 조절인자입니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD48 mAb
비고/별칭	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
종	인간
GeneID (인간)	962
GeneID	962
면역원	인간 CD48의 아미노산 27-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001769.2)
출처	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P09326
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백