

Rabbit Anti-Human Cd48 Monoclonal Antibody For Fc - P09326

품목 번호: CM0008994



소개

이 -접합 토끼 단일클론 항체는 조혈 세포에 널리 발현되는 GPI-고정형 당단백질인 인간 CD48(BCM1, BLAST, SLAMF2)을 인식합니다. 유세포 분석(FC)에 적합합니다. 면역원: 재조합 융합 단백질 (aa 27-220). T-세포 신호 전달 및 면역 세포 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD48 mAb
비고/별칭	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
종	Human
GeneID (Human)	962
GeneID	962
면역원	인간 CD48 (NP_001769.2)의 아미노산 27-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용	FC
교차 반응성	Human
SWISS	P09326
단백질 분자량	19kDa/28kDa
배송	Ice bag