

유세포 측정용 토끼 항인간 CD48 단클론 항체 - P09326

품목 번호: CM0005517



소개

인간 CD48(SLAMF2)을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 측정(FC)에서 검증된 이 시약은 면역학 연구에서 조혈 세포의 CD48을 안정적으로 검출할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD48 mAb
비고/별칭	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
종	인간
유전자 ID (인간)	962
유전자 ID	962
면역원	인간 CD48(NP_001769.2)의 아미노산 27-220번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P09326
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 팩