


Rabbit Anti-Human Cd5 Mab - P06127

품목 번호: CM0012495



소개

유세포 분석(FC)용 Rabbit anti-Human CD5 단일클론 항체. 면역 조절에 관여하는 T세포 표면 당단백질인 인간 CD5 (SWISS: P06127)에 특이적입니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD5 mAb
비고/별칭	T1; LEU1
종 (Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	921
GeneID	921
항원 (Immunogen)	인간 CD5 (NP_055022.2)의 아미노산 25-371에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P06127
단백질 분자량	55kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)