

토끼 항인간 Cd50(Icam-3) 단클론 항체 (Fc용) - P32942

품목 번호: CM0010990



소개

인간 CD50/ICAM-3에 대한 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에 최적화되어 있으며 백혈구 부착 및 수지상 세포 상호작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD50(ICAM-3) mAb
비고/별칭	CD50; CDW50; ICAM-R
종	인간
유전자 ID (인간)	3385
유전자 ID	3385
면역원	인간 CD50(ICAM-3) (NP_002153.2)의 아미노산 30-114에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P32942
단백질 분자량	60kDa
배송 방식	아이스 팩