

유세포 측정용 토끼 항인간 CD51 단클론 항체 - P06756

품목 번호: CM0012280



소개

인간 CD51(인테그린 알파-V, P06756)에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. 세포내 유세포 측정에서 검증되었으며, 세포 접착, 인테그린 신호 전달 및 바이러스 감염 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD51 mAb
비고/별칭	CD51; MSK8; VNRA; VTNR
종	인간
유전자 ID (인간)	3685
유전자 ID	3685
면역원	합성 펩타이드 인간 CD51 (NP_002201.2)의 아미노산 949-1048 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P06756
단백질 분자량	116kDa
배송 방법	아이스 팩