


유세포 측정용 토끼 항인간 Cd52 단클론 항체 - P31358

품목 번호: CM0012434



소개

유세포 측정에 적합한 고품질 접합 토끼 항인간 CD52 단클론 항체입니다. 인간 CD52(SWISS P31358)에 특이적이며 FC 검증이 완료되었습니다. 면역표현형 분석 및 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD52 mAb
비고/별칭	HE5; CDW52; EDDM5
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	1043
유전자 ID	1043
면역원	인간 CD52 (NP_001794.2)의 아미노산 1-61번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P31358
단백질 분자량	7kDa
배송 방식	아이스 팩