


유세포분석용 토끼 항인간 CD52 단클론 항체 - P31358

품목 번호: CM0009301



소개

인간 CD52(CAMPATH-1 항원, HE5)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포분석에 대해 검증되었으며 인간에 특이적입니다. 스위스-프롯(Swiss-Prot): P31358, ~7 kDa GPI 고정 당단백질.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 CD52 mAb
비고/별칭	HE5; CDW52; EDDM5
종	인간
유전자ID (인간)	1043
유전자ID	1043
면역원	합성 펩타이드 인간 CD52(NP_001794.2)의 아미노산 1-61번 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P31358
단백질 분자량	7kDa
배송 방식	아이스 팩