


토끼 항-인간 Cd55 단일클론 항체(Fc용) - P08174

품목 번호: CM0008685



소개

유세포분석에 대해 검증된 인간 CD55(DAF)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체입니다. GPI 결합 보체 조절 단백질을 인식하며, 보체 경로, 바이러스 침입 및 면역 회피 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD55 mAb
비고/별칭	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
종	인간
GeneID(인간)	1604
GeneID	1604
면역원	인간 CD55(NP_000565.1)의 아미노산 35-353에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P08174
단백질 중량	41kDa
배송	아이스팩