


Rabbit Anti-Human Cd55 단일클론 항체 (유세포 분석용) - P08174

품목 번호: CM0004517



소개

로 표지된, 인간 CD55를 표적하는 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석법에 대해 검증되었습니다. 보체 조절, 선천성 면역, 바이러스 침투 연구에 적합합니다. 인간 샘플과 반응하며 여러 CD55 이소형을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD55 mAb
비고/별칭	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
종	인간
유전자 ID (인간)	1604
유전자 ID	1604
면역원	인간 CD55 (NP_000565.1)의 아미노산 35-353 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	유세포 분석 (FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P08174
단백질 분자량	39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa
배송	아이스백