


유세포 분석용 토끼 항인간 Cd55 단클론 항체 - P08174

품목 번호: CM0008629



소개

인간 CD55(DAF)를 표적으로 하는 고품질 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 보체 캐스케이드 및 숙주-병원체 상호작용 연구에 이상적입니다. - P08174

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	토끼 항인간 CD55 mAb
비고/별칭	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; CD55 분자
종	인간
유전자ID (인간)	1604
유전자ID	1604
면역원	인간 CD55 (NP_000565.1)의 아미노산 35-353에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P08174
단백질 분자량	39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa
배송	아이스 팩