

유세포 측정법용 토끼 항인간 Cd56/Ncam1 단클론 항체 - P13591

품목 번호: CM0005902



소개

유세포 측정법(FC)에 사용되는 토끼 항인간 CD56/NCAM1 단클론 항체입니다. 뉴런-뉴런 상호작용 및 바이러스 침투에 관여하는 95kDa 세포 접착 분자인 인간 CD56(NCAM1)을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD56/NCAM1 단클론 항체
비고/별칭	CD56; NCAM; MSK39
반응 종	인간
유전자 ID	4684
면역원	인간 CD56/NCAM1 (NP_851996.2)의 아미노산 20-413에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P13591
단백질 분자량	95kDa
배송 방법	아이스 팩