

유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Cd56/Ncam1 단일클론 항체 - P13591

품목 번호: CM0004450

소개

인간 CD56/NCAM1에 대한 Rabbit 단일클론 항체로, 유세포 분석법으로 검증됨. 아미노산 20-413을 표적하는 재조합 면역원. 인간과 반응. 신경세포 접착 및 바이러스-숙주 상호작용 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD56/NCAM1 mAb
비고/별칭	CD56; NCAM; MSK39
종	인간
GeneID	4684
면역원	인간 CD56/NCAM1 (NP_851996.2)의 아미노산 20-413에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P13591
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스팩