


토끼 항-인간 Cd58 (Lfa-3) 단일클론 항체, Fc용 - P19256

품목 번호: CM0008484



소개

인간 CD58 (LFA-3)을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 높은 특이성의 이 시약을 사용하여 T세포 상호작용 및 면역 시냅스 연구를 수행해 보십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD58 mAb
비고/별칭	CD58; LFA-3; LFA3; ag3; CD58 분자
종	인간
유전자 ID	965
면역원	재조합 단백질 인간 CD58(NP_001770.1)의 아미노산 29-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P19256
단백질 분자량	26kDa/27kDa/28kDa
배송	아이스팩