


토끼 항인간 Cd58 단클론 항체 (유세포분석용) - P19256

품목 번호: CM0011454



소개

인간 샘플 유세포분석에서 검증된 표지 토끼 항인간 CD58 단클론 항체 (LFA-3, ag3)입니다. T세포 상호작용에 중요한 CD2 리간드인 28kDa 림프구 기능 관련 항원 3을 검출하며, 면역 시냅스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD58 단클론 항체
비고/별칭	ag3; LFA3; LFA-3
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	965
유전자 ID	965
면역원	재조합 단백질 인간 CD58 (NP_001770.1)의 아미노산 29-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P19256
단백질 분자량	28kDa
배송 방식	아이스백