


토끼 항인간 Cd58 단클론 항체 (Fc용) - P19256

품목 번호: CM0005123



소개

인간 CD58(LFA-3)을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에서 검증되었으며, T세포 접착, 면역 시냅스 역학 및 림프구 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD58 mAb
비고/별칭	ag3; LFA3; LFA-3
종	인간
유전자 ID (인간)	965
유전자 ID	965
면역원	인간 CD58 (NP_001770.1)의 아미노산 29-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P19256
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 팩