


## 토끼 항인간 Cd59 단클론 항체 (Fc용) - P13987

품목 번호: CM0010662



### 소개

유세포 분석 검증을 마친 토끼 항인간 CD59 단클론 항체입니다. 세포를 보체 용해로부터 보호하는 강력한 MAC 억제제인 CD59를 타겟으로 하며, 면역학 및 보체 연구에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 파라미터       | 값                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | 토끼 항인간 CD59 mAb                                                                                                        |
| 비고/별칭      | 1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20 |
| 종          | 인간                                                                                                                     |
| 유전자ID (인간) | 966                                                                                                                    |
| 유전자ID      | 966                                                                                                                    |
| 면역원        | 제조합 단백질: 인간 CD59 (NP_000602.1)의 아미노산 26-101에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질                                                  |
| 원천         | 토끼                                                                                                                     |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                                                                                 |
| 적용 분야      | FC (유세포 분석)                                                                                                            |
| 교차 반응성     | 인간                                                                                                                     |
| SWISS      | P13987                                                                                                                 |
| 단백질 분자량    | 14kDa                                                                                                                  |
| 배송 방식      | 아이스백                                                                                                                   |