


유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Cd59 단일클론 항체 - P13987

품목 번호: CM0011638



소개

인간 CD59(프로텍틴)을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 재조합 면역원을 사용하여 로트 간 일관성을 보장합니다. 유세포 분석법으로 검증되었습니다. 보체 연구 및 체외 진단 개발에 적합합니다. 인간 교차 반응성.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Rabbit anti-Human CD59 mAb
비고/별칭	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
종	인간
GeneID (인간)	966
GeneID	966
면역원	인간 CD59 (NP_000602.1)의 아미노산 26-101 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P13987
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백