


유세포 측정용 토끼 항인간 CD59 단클론 항체 - P13987

품목 번호: CM0008666



소개

유세포 측정을 위해 인간 CD59(프로텍틴)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 약 14 kDa GPI 고정 단백질을 검출하며 보체 및 면역종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD59 mAb
비고/별칭	IF5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
종	인간
유전자ID (인간)	966
유전자ID	966
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P13987
단백질 분자량	14kDa
배송 방식	아이스 팩