


Rabbit Anti-Human Cd6 Mab For Fc - P30203

품목 번호: CM0010733



소개

Rabbit anti-Human CD6 단일클론 항체는 유세포분석(Flow Cytometry)에서 인간 CD6/TP120을 특이적으로 검출합니다. T세포 활성화, 면역 시냅스 형성 및 염증 반응 연구에 유용하며, 58 kDa에서 71 kDa에 이르는 아이소폼을 포괄합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD6 mAb
비고/별칭	CD6; TP120; CD6 분자
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	923
유전자 ID	923
항원(Immunogen)	인간 CD6 (NP_006716.3)의 아미노산 18-364에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P30203
단백질 분자량	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)