

토끼 항인간 Cd6 단클론 항체 (Fc용) - P30203

품목 번호: CM0005727



소개

토끼 항인간 CD6 단클론 항체 (Fc용). T세포 활성화 및 박테리아 패턴 인식에 관여하는 T세포 분화 항원 CD6을 표적으로 합니다. 유세포 분석 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD6 mAb
비고/별칭	CD6; TP120; CD6 분자
종	인간
유전자 ID (인간)	923
유전자 ID	923
면역원	재조합 단백질 인간 CD6 (NP_006716.3)의 아미노산 18-364에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P30203
단백질 분자량	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
배송	아이스 팩