

유세포 분석(Fc)용 접합 토끼 유래 인간 Cd6 단일클론 항체 - P30203

품목 번호: CM0011008



소개

인간 CD6(T12/TP120)을 표적으로 하는 이 접합된 토끼 유래 단일클론 항체입니다. 이 항체는 T-세포 접착 및 면역 조절 단백질인 CD6의 세포외 도메인을 인식하며, 유세포 분석(FC)에 적합합니다. 인간 CD6과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 유래 인간 CD6 단일클론 항체
비고/별칭	CD6; TP120; CD6 분자
종	인간
GeneID (인간)	923
GeneID	923
면역원	재조합 단백질 인간 CD6 (NP_006716.3)의 아미노산 18-364에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P30203
단백질 분자량	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
배송	아이스백