

Rabbit Anti-Human Cd61 Monoclonal Antibody For Fc - P05106

품목 번호: CM0009246



소개

유세포 분석(FC)용으로 검증된 접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD61(Integrin beta-3, GPIIIa)를 타겟으로 합니다. 인간 샘플에서 혈소판 기능, 세포 부착 및 인테그린 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD61 mAb
비고/별칭	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3690
GeneID	3690
면역원(Immunogen)	인간 CD61 (NP_000203.2)의 아미노산 21-718에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질/재조합 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P05106
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)