

유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Cd61 단일클론 항체 - P05106

품목 번호: CM0012101



소개

인간 CD61 (Integrin beta-3, GPIIIa)에 특이적인 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 검증되었으며, 혈소판 생물학, 세포 부착 및 바이러스 침입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD61 mAb
비고/별칭	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
종	인간
유전자 ID (인간)	3690
유전자 ID	3690
면역원	재조합 단백질 인간 CD61 (NP_000203.2)의 아미노산 21-718에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P05106
배송	아이스백