

Rabbit Anti-Human Cd61 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P05106

품목 번호: CM0008331



소개

유세포 분석용 인간 CD61 (Integrin beta-3/GPIIIa)를 타겟팅하는 접합 토끼 단일클론 항체. FC에 대해 검증되었으며, 혈소판 응집, 인테그린 신호 전달 및 세포 부착 연구를 가능하게 합니다. 인간 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD61 mAb
비고/별칭	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
종(Species)	Human
GeneID (Human)	3690
GeneID	3690
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 CD61 (NP_000203.2)의 아미노산 21-718에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	P05106
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)