

Rabbit Anti-Human Cd62E/E-Selectin Monoclonal Antibody For Fc - P16581

품목 번호: CM0008360



소개

접합 토끼 단일클론 항체로 인간 E-셀렉틴(CD62E)을 표적합니다. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었으며 인간에 특이적으로 반응합니다. 면역원: 아미노산 22-230을 포함하는 재조합 단백질. 백혈구 점착 및 내피 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Human CD62E/E-Selectin mAb
비고/별칭	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-selectin
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID	6401 (human)
면역원	인간 CD62E/E-Selectin (NP_000441.2)의 아미노산 22-230에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	P16581
단백질 분자량	66kDa
배송	Ice bag (아이스백)