

유세포 분석용 접합 토끼 항-인간 CD62E/E-셀렉틴 단일클론항체 - P16581

품목 번호: CM0010470



소개

유세포 분석용 고품질 접합 토끼 항-인간 CD62E/E-셀렉틴 단일클론항체입니다. 인간 E-셀렉틴 세포외 도메인(aa 22-230)을 인식합니다. 면역접착 및 내피 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간 CD62E/E-셀렉틴 단일클론항체
비고/별칭	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-셀렉틴
종	인간
GeneID (인간)	6401
GeneID	6401
면역원	인간 CD62E/E-셀렉틴 (NP_000441.2)의 아미노산 22-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용	유세포 분석
교차 반응성	인간
SWISS	P16581
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백