

Rabbit Anti-Human Cd62E/E-Selectin Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P16581

품목 번호: CM0004354



소개

Human E-selectin(CD62E)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 에 접합되었습니다. 유세포 분석용으로 설계되었으며, 인간 샘플에서 검증되었습니다. 세포 부착 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD62E/E-Selectin mAb
비고/별칭	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-selectin
종(Species)	Human (인간)
GeneID (human)	6401
GeneID	6401
면역원(Immunogen)	인간 CD62E/E-Selectin (NP_000441.2)의 아미노산 22-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 / 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P16581
단백질 분자량	66kDa
배송(Shipping)	아이스팩